

THE NEW VALUE FRONTIER

Ver.1.0




POI System

WIDE BASE IMPLANT




プロダクトカタログ

WIDEBASE IMPLANT



インスツルメント

外部注水タイプのクローバードリル・システムと、内部/外部注水併用タイプのキャノンドリル・システムの2種類が準備されています。

クローバードリル・システム						
	ドリルコントラ#16	トライアルピン	クローバードリル#2		クローバードリル#3	
			37	42	37	42
						
W-N	●	●	●		●	
Y-N	●	●	●			
W-W	●	●		●		●
Y-W	●	●				●

キャノンドリル・システム						
	スパイラルドリル 16	トライアルピン	スパイラルドリル 22	キャノンドリル		
				32	37	42
						
W-N	●	●	●	●	●	
Y-N	●	●	●	●	●	
W-W	●	●	●	●	●	●
Y-W	●	●	●	●	●	●

ワイドベースインプラント専用器具						
ファイナルドリル						
		N		W		
						
W-N		●				
Y-N						
W-W						●
Y-W						

トライアルガイド						
		N		W		
						
W-N		●				
Y-N						
W-W						●
Y-W						

医療用具許可番号:25BZ0034


WIDEBASE IMPLANT

(POIファイナフィックス 医療用具承認番号 20300BZZ00313000)
(POIファイナタイト 医療用具承認番号 20500BZZ00083000)

フィクスチャー

FINAFIX


- 材 質：チタン合金
- 表面性状：ネジ部ブラスト処理+陽極酸化処理



滅菌済

品 名	商 品No	D	L
POI 55-10W-N	BDO 10010	3.7mm	10mm
POI 55-12W-N	BDO 10012	3.7mm	12mm
POI 55-14W-N	BDO 10014	3.7mm	14mm
POI 55-16W-N	BDO 10016	3.7mm	16mm

梱包形態・・・1本入（滅菌バッグ+滅菌プリスターバッグ入）
希望小売価格・・・22,000円




滅菌済

品 名	商 品No	D	L
POI 55-10W-W	BDO 10030	4.2mm	10mm
POI 55-12W-W	BDO 10032	4.2mm	12mm
POI 55-14W-W	BDO 10034	4.2mm	14mm
POI 55-16W-W	BDO 10036	4.2mm	16mm

梱包形態・・・1本入（滅菌バッグ+滅菌プリスターバッグ入）
希望小売価格・・・22,000円

FINATITE


- 材 質：チタン合金+HA
- 表面性状：ネジ部ブラスト処理+ハイドロキシアパタイト・コーティング



滅菌済

品 名	商 品No	D	L
HAC 55-10Y-N	BDO 10020	3.7mm	10mm
HAC 55-12Y-N	BDO 10022	3.7mm	12mm
HAC 55-14Y-N	BDO 10024	3.7mm	14mm
HAC 55-16Y-N	BDO 10026	3.7mm	16mm

梱包形態・・・1本入（滅菌バッグ+滅菌プリスターバッグ入）
希望小売価格・・・27,000円



滅菌済

品 名	商 品No	D	L
HAC 55-10Y-W	BDO 10040	4.2mm	10mm
HAC 55-12Y-W	BDO 10142	4.2mm	12mm
HAC 55-14Y-W	BDO 10144	4.2mm	14mm
HAC 55-16Y-W	BDO 10146	4.2mm	16mm

梱包形態・・・1本入（滅菌バッグ+滅菌プリスターバッグ入）
希望小売価格・・・27,000円


WIDEBASE IMPLANT

(POIシステム アクセサリー 医療用具承認番号 20700BZZ00070000)
(POI上部構造装着用部品 医療用具承認番号 20300BZZ00311000)

フィクスチャーキャップ

- 材 質：チタン合金
- 表面性状：陽極酸化処理

滅菌済



使用するドライバーの形状


品 名	商 品No	H
フィクスチャーキャップ 55-0.2L	BDO 06120	0.2mm

梱包形態…3個入 (2重滅菌バッグ入)
希望小売価格…10,500円
※ドライバーSH/CHを使用

ヒーリングアバットメント

- 材 質：チタン合金
- 表面性状：鏡面研磨処理+陽極酸化処理

滅菌済




使用するドライバーの形状

品 名	商 品No	W	H
ヒーリングAB-STD 55-1L	BDO 09710	5.5mm	1.0mm
ヒーリングAB-STD 55-2L	BDO 09720	6.0mm	2.0mm
ヒーリングAB-STD 55-3L	BDO 09730	6.2mm	3.0mm
ヒーリングAB-STD 55-4L	BDO 09740	6.4mm	4.0mm
ヒーリングAB-STD 55-5L	BDO 09750	6.6mm	5.0mm

梱包形態…1個入 (2重滅菌バッグ入)
希望小売価格…8,000円
※ドライバーSH/CHを使用

カスタムヒーリングアバットメント

- 材 質：チタン合金
- 表面性状：陽極酸化処理




品 名	商 品No	H ₁	H ₂
カスタムヒーリングAB55	BDO 09650	0.5mm	3.5mm

梱包形態…1個入
希望小売価格…7,000円

テンポラリーアバットメント

- 材 質：チタン合金
- 表面性状：陽極酸化処理



品 名	商 品No	W	H ₁	H ₂
テンポラリーAB55-A	BDO 09660	5.9mm	1.0mm	11.3mm
テンポラリーAB55-B	BDO 09670	6.7mm	1.0mm	11.3mm
テンポラリーAB55-C	BDO 09680	7.2mm	1.0mm	11.3mm

梱包形態…1個入
希望小売価格…7,000円

WIDEBASE IMPLANT

(POI上部構造装着用部品 医療用具承認番号 20300BZZ00311000)

テンポラリーアバットメントスクリュー

- 材 質：チタン合金
- 表面性状：陽極酸化処理



使用するドライバーの形状 


品 名	商 品No
テンポラリーABメントスクリュー	BDO 09690

梱包形態…2個入
希望小売価格…5,000円
※ドライバーSH/CHを使用


ポストアバットメント

- 材 質：チタン合金
- 表面性状：鏡面研磨処理+陽極酸化処理

滅菌済



品 名	商 品No	W	H1	H2
ポストAB 55-1.0A-S	BDO 09800	5.9mm	1.0mm	6.0mm
ポストAB 55-1.0B-S	BDO 09810	6.7mm	1.0mm	6.0mm
ポストAB 55-1.0C-S	BDO 09820	7.2mm	1.0mm	6.0mm
ポストAB 55-1.0A-L	BDO 09830	5.9mm	1.0mm	8.0mm
ポストAB 55-1.0B-L	BDO 09840	6.7mm	1.0mm	8.0mm
ポストAB 55-1.0C-L	BDO 09850	7.2mm	1.0mm	8.0mm



品 名	商 品No	W	H1	H2
ポストAB 55-2.0A-S	BDO 09900	6.3mm	2.0mm	5.0mm
ポストAB 55-2.0B-S	BDO 09910	7.6mm	2.0mm	5.0mm
ポストAB 55-2.0C-S	BDO 09920	8.4mm	2.0mm	5.0mm
ポストAB 55-2.0A-L	BDO 09930	6.3mm	2.0mm	7.0mm
ポストAB 55-2.0B-L	BDO 09940	7.6mm	2.0mm	7.0mm
ポストAB 55-2.0C-L	BDO 09950	8.4mm	2.0mm	7.0mm


使用するドライバーの形状 

梱包形態…1本入(ポストAB+アバットメントスクリュー)
2重滅菌バッグ入
希望小売価格…18,000円
※ドライバーSH/CHを使用

WIDEBASE IMPLANT

(医療用具許可番号 25BZ0034)


トランスファーコーピング



品 名	商 品No
トランスファーコーピング55Aセット	BDO 07420

梱包形態・・・トランスファーコーピング、
コーピングスクリュー 6mm/10mm 各1本入
希望小売価格・・・12,000円

インプレッションポスト



品 名	商 品No
インプレッションポスト55A	BDO 07400

梱包形態・・・インプレッションポスト、
インプレッションスクリュー 各1本入
希望小売価格・・・10,000円
注 意・・・インプレッションポストの装着には、インプレッション
ドライバーWが必要です。


インプレッションドライバー



品 名	商 品No
インプレッションドライバーW	BDI 06080

希望小売価格・・・7,000円

アナログ



品 名	商 品No
アナログ55	BDO 07440


梱包形態・・・2個入
希望小売価格・・・8,000円

WIDEBASE IMPLANT

(医療用具許可番号 25BZ0034)

WIDEBASE IMPLANT 専用器具

ファイナルドリル



W-N、Y-N用ファイナルドリル

品 名	商 品No	L	W
ファイナルドリル55-10-N	BDI 06100	10mm	3.7mm
ファイナルドリル55-12-N	BDI 06105	12mm	3.7mm
ファイナルドリル55-14-N	BDI 06110	14mm	3.7mm
ファイナルドリル55-16-N	BDI 06115	16mm	3.7mm


希望小売価格・・・15,000円

W-N、Y-W用ファイナルドリル

品 名	商 品No	L	W
ファイナルドリル55-10-W	BDI 06200	10mm	4.2mm
ファイナルドリル55-12-W	BDI 06205	12mm	4.2mm
ファイナルドリル55-14-W	BDI 06210	14mm	4.2mm
ファイナルドリル55-16-W	BDI 06215	16mm	4.2mm

希望小売価格・・・15,000円

トライアルガイド



W-N、Y-N用トライアルガイド

品 名	商 品No	L	W
トライアルガイド55-10-N	BDI 06130	10mm	3.7mm
トライアルガイド55-12-N	BDI 06135	12mm	3.7mm
トライアルガイド55-14-N	BDI 06140	14mm	3.7mm
トライアルガイド55-16-N	BDI 06145	16mm	3.7mm

希望小売価格・・・16,000円

W-N、Y-W用トライアルガイド

品 名	商 品No	L	W
トライアルガイド55-10-W	BDI 06230	10mm	4.2mm
トライアルガイド55-12-W	BDI 06235	12mm	4.2mm
トライアルガイド55-14-W	BDI 06240	14mm	4.2mm
トライアルガイド55-16-W	BDI 06245	16mm	4.2mm

希望小売価格・・・16,000円



京セラ株式会社

京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel : 075-604-3500 (代表)

<http://www.kyocera.co.jp/>

バイオセラム事業部

製品に関するお問い合わせは下記営業所バイオセラム事業部まで

東京営業所——〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8 (京セラ原宿ビル2F)
TEL 03-3797-4616 FAX 03-3486-2739

名古屋営業所——〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6 (桜通大津第一生命ビル10F)
TEL 052-962-7477 FAX 052-962-7439

京都営業所——〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6
TEL 075-604-3449 FAX 075-604-3450

大阪営業所——〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 (新大阪第一生命ビル3F)
TEL 06-6350-4696 FAX 06-6397-8233

九州営業所——〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-11 (福岡山善ビル9F)
TEL 092-472-6933 FAX 092-472-6938



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



※このカタログは Recycled Paper を使用しています。