

FINESIA 1P（1ピースタイプ）




販売期間	開始	2017年
	終了	現行

ボディ形状	Tapered Apex/Straight
コネクション	-

■ インプラントサイズのバリエーション 単位（mm）

幅径	骨内長					ポスト部
3.0		8	10	12	14	7/9/11
3.2		8	10	12	14	7/9/11
3.4		8	10	12	14	7/9/11
3.7	6	8	10	12	14	7/9/11
4.2	6	8	10	12	14	7/9/11
4.7	6	8	10	12	14	7/9/11

■ インプラント埋入用 ヘキサロビュラ穴（対角線距離：1.7mm）



■ カラーコード

【ドリル/ストッパー】

(単位：mm)

インプラント 体直径 (φ)	3.0	3.2	3.4	3.7	4.2	4.7	5.2
カラーコード							
1P	○	○	○	○	○	○	-