

FINESIA BL（ボーンレベルタイプ）




販売期間	開始	2017年
	終了	現行

ボディ形状	Tapered Apex / Straight
コネクション	Internal Taper Hex


■ インプラントサイズのバリエーション 単位（mm）

幅径	骨内長						プラットフォーム
3.2		8	10	12	14	16	NP
3.4		8	10	12	14	16	NP
3.7	6	8	10	12	14	16	RP
4.2	6	8	10	12	14	16	RP
4.7	6	8	10	12	14	16	WP
5.2	6	8	10	12	14	16	WP

■ インプラントコネクション部 コニカルシール（インターナル ヘックス）



■ インプラント体-アバットメント装着時



ドライバー：
ヘキサロビュラ ドライバー


対角線距離：
1.7mm



スクリュー：
アバットメントスクリュー

プラットフォーム	対角線距離	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径	
				キャストオンABのスリーブ
NP	1.7mm	M1.4	2.05mm	2.6mm
RP		M1.8	2.35mm	
WP		M2.0	2.6mm	

■ スプリントアバットメントの補綴物装着時

	ドライバー： F-フレックス ドライバー 対辺距離： 1.1mm		スクリュー： スプリントアバットメント シリンダー スクリュー
---	--	---	---

対辺距離	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径	
			スリーブ
1.1mm	M1.4	2.2mm	2.6mm

■ カラーコード

【ドリル/ストッパー】

(単位：mm)

インプラント 体直径 (φ)	3.0	3.2	3.4	3.7	4.2	4.7	5.2
カラーコード							
BL	-	△※	○	○	○	○	○

※φ3.2は陽極酸化処理のみとなります。

【カバースクリュー/ヒーリングアバットメント/アバットメントスクリュー/印象パーツ】

プラットフォーム	NP	RP	WP
カラーコード			