

EMINEO




販売期間	開始	2013年
	終了	現行

ボディ形状	Tapered Apex
コネクション	External HEX


■ インプラントサイズのバリエーション 単位（mm）

幅径	骨内長						プラットフォーム
3.3		8.5	10.0	11.5	13.0	15.0	NP
3.75	7.0	8.5	10.0	11.5	13.0	15.0	RP
4.0	7.0	8.5	10.0	11.5	13.0	15.0	RP
5.0	7.0	8.5	10.0	11.5	13.0	15.0	WP
6.0	7.0	8.5	10.0	11.5			WP

■ インプラントコネクション部 エクスターナル・ヘキサゴン・コネクション



■ インプラント体-アバットメント装着時



ドライバー：
HEX ドライバー
対辺距離：
1.2mm



スクリュー：
ABスクリュー

プラットフォーム	対辺距離	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
NP	1.2mm	M1.6	2.6mm
RP		M2.0	2.6mm
WP		M2.5	3.0mm

■ カラーコード

【ドリル】

ドリル径	24/28	30 33	36 38	46 48/55
カラーコード				

【カウンターボア】

プラットフォーム	NP	RP	WP
カラーコード			