

POI 2Piece




販売期間	開始	1991年 2002年	ボディ形状	Straight
	終了	現行	コネクション	Internal HEX


■ インプラントサイズのバリエーション 単位（mm）

幅径	骨内長							カラー部
3.2	8	10	12	14	16	18	20	2.0
3.7	8	10	12	14	16	18	20	2.0
4.2	8	10	12	14	16	18	20	2.0

■ インプラントコネクション部 インターナル・ヘックス・バットコネクション



■ インプラント体-ストレートポストアバットメント装着時




ドライバー：
フレックス ドライバー
対辺距離：
1.1mm



スクリュー：
ロックスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	1.1mm	M2.0	2.4mm




ドライバー：
ドライバーS
ドライバーC
マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
旧ロックスクリュー
(マイナス溝)

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.4mm




ドライバー：
ドライバーS
ドライバーC
マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
旧ロックスクリュー
(プラス溝)

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.4mm

■ インプラント体-プラスチックコネクタ/ゴールドコネクタ装着時




ドライバー：
フレックス ドライバー
対辺距離：
1.1mm



スクリュー：
コロナルスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	1.1mm	M2.0	2.6mm




ドライバー：
ドライバーS
ドライバーC
マイナス溝幅：
0.5mm



スクリュー：
旧コロナルスクリュー
(マイナス溝)


幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントの アクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.6mm

■ インプラント体-スクリューポスト/アタッチメントメール（スクリューなし）装着時



ドライバー：
フレックス ドライバー
対辺距離：
1.1mm

■ インプラント体-TXキーパーホルダー（スクリューなし）装着時



ドライバー：
TXドライバー
対辺距離：
1.4mm