

FINESIA TL（ティッシュレベルタイプ）




|      |    |       |
|------|----|-------|
| 販売期間 | 開始 | 2017年 |
|      | 終了 | 現行    |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ボディ形状  | Tapered Apex / Straight |
| コネクション | Internal Taper Octa     |

■ インプラントサイズのバリエーション 単位（mm）

| 幅径  | 骨内長 |   |    |    |    | プラットフォーム | カラー部    |
|-----|-----|---|----|----|----|----------|---------|
| 3.7 | 6   | 8 | 10 | 12 | 14 | RP       | 2.5/3.5 |
| 4.2 | 6   | 8 | 10 | 12 | 14 | RP       | 2.5/3.5 |
| 4.7 | 6   | 8 | 10 | 12 | 14 | RP       | 2.5/3.5 |
| 4.7 | 6   | 8 | 10 | 12 |    | WP       | 2.5/3.5 |
| 5.2 | 6   | 8 | 10 | 12 |    | WP       | 2.5/3.5 |

■ インプラントコネクション部 Octaコネクション




RP




WP

## ■ インプラント体-アバットメント装着時




**ドライバー：**  
ヘキサロビュラ  
ドライバー  
**対角線距離：**  
1.7mm



**スクリュー：**  
アバットメントスクリュー

| プラットフォーム | 対角線距離 | スクリュー径 | アバットメントのアクセスホール径 |              |                 |
|----------|-------|--------|------------------|--------------|-----------------|
|          |       |        |                  | キャストオン<br>AB | キャストオンの<br>スリーブ |
| RP       | 1.7mm | M2.0   | 2.4mm            | 2.45mm       | 2.6mm           |
| WP       |       | M2.0   | 2.4mm            |              |                 |

## ■ スプリントアバットメントの補綴物装着時



**ドライバー：**  
ヘキサロビュラ  
ドライバー  
**対角線距離：**  
1.7mm



**スクリュー：**  
スプリントアバットメント  
シリンダースクリュー

| 対角線距離 | スクリュー径 | アバットメントのアクセスホール径 |       |
|-------|--------|------------------|-------|
|       |        |                  | スリーブ  |
| 1.7mm | M2.0   | 2.65mm           | 2.6mm |

## ■ カラーコード

【ドリル/ストッパー】

(単位：mm)

| インプラント<br>体直径 (φ) | 3.0                                                                                 | 3.2                                                                                 | 3.4                                                                                 | 3.7                                                                                 | 4.2                                                                                   | 4.7                                                                                   | 5.2                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| カラーコード            |  |  |  |  |  |  |  |
| TL                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                                                                                     |

【カバースクリュー/ヒーリングアバットメント/印象パーツ】

| プラットフォーム | NP | RP                                                                                  | WP                                                                                    |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| カラーコード   | -  |  |  |