


3-5 上部構造パーツ一覧

3-5-1 NP-Narrow Platform ϕ 3.2mm/3.4mm

スクリュー固定式

上部構造

セメント固定式



ポスト
アバットメント



アングル
アバットメント



プレバブル
アバットメント




キャストオン
アバットメント



チタンベース
アバットメント

テンポラリー
アバットメント



テンポラリーアバットメント

カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
カスタムヒーリングアバットメント



カバースクリュー




ヒーリングアバットメント



カスタムヒーリング
アバットメント

インプラント体




BL インプラント


カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
印象パーツ



使用するドライバーの形状
対角線距離：1.7mm
ヘキサロピュラドライバー

3-5-2 RP-Regular Platform ϕ 3.7mm/4.2mm

インプラント体



BL インプラント

カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
印象パーツ (インプラントレベル)



使用するドライバーの形状
対角線距離：1.7mm
ヘキサロビュラドライバー

シリンダースクリュー
スプリントヒーリングキャップ
スプリントアバットメント アングルスクリュー (AN)
印象パーツ (スプリントABオープントレ)



使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (スプリントABクローズドトレ)



インプレッションドライバー

スプリントアバットメント スクリュー (ST)



スプリントアバットメント用ドライバー

ボールアバットメント




ボールアバットメントライバー

LOCATOR アバットメント



LOCATOR アバットメントドライバー

3-5-3 WP-Wide Platform ϕ 4.7mm/5.2mm



インプラント体

BL インプラント

カバースクリュー
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
印象パーツ (インプラントレベル)



使用するドライバーの形状
対角線距離: 1.7mm
ヘキサロビュラドライバー

シリンダー・スクリュー
スプリントヒーリングキャップ
スプリントアバットメント アングル・スクリュー (AN)
印象パーツ (スプリントABオープン・トレイ)



使用するドライバーの形状
対辺距離: 1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (スプリントABクローズド・トレイ)



インプレッションドライバー

スプリントアバットメント スクリュー (ST)



スプリントアバットメント用ドライバー

ボールアバットメント



ボールアバットメントライバー

LOCATOR アバットメント



LOCATOR アバットメントドライバー