


6 システム構成図(φ3.4mm)



※1 骨内長16mmは受注生産となります。

※2 ワイドタイプは受注生産となります。

※3 アタッチメントメーメルは、φ3.4mm、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。

カバーキャップ
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
CRスクリュー
アタッチメントメーメル
印象パーツ (オープントレー)




使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (クローズドトレー)




インプレッションドライバー

6 システム構成図(φ3.7mm/φ4.2mm)



※1 ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)
 ※2 ジルコニアアバットメントは、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。 ※3 アタッチメントメーは、φ3.4mm、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。



※1 ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)
 ※2 ジルコニアアバットメントは、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。 ※3 アタッチメントメーは、φ3.4mm、φ3.7mm、φ4.2mmのみのラインナップとなります。

6 システム構成図(φ3.7mm/φ4.2mm)

カバーキャップ
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
CRスクリュー
SP ヒーリングキャップ EX
SP スクリュー EX G
アタッチメントメール
印象パーツ (オープントレイ)



使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (クローズドトレイ)
印象パーツ (スプリントABクローズドトレイ)




インプレッションドライバー

SP スクリュー EX ST




SP スクリュー EX ST ドライバー

6 システム構成図(φ4.7mm/φ5.2mm)



※ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)



※1 ストレートポストは、フィクスチャーとの接合部を歯肉縁上に設定した場合にのみご使用いただけます。 適応フィクスチャータイプ…M(フィクスチャータイプSは適応外)

※2 プレバブルアバットメント、アングルポストアバットメントは、受注生産となります。

6 システム構成図(φ4.7mm/φ5.2mm)

カバーキャップ
ヒーリングアバットメント
アバットメントスクリュー
CRスクリュー
SP ヒーリングキャップ EX
SP スクリュー EX G
アタッチメントメール
印象パーツ (オープントレ)



使用するドライバーの形状
対辺距離：1.1mm
フレックスドライバー

印象パーツ (クローズドトレ)
印象パーツ (スプリントABクローズドトレ)



インプレッションドライバー

SP スクリュー EX ST



SP スクリュー EX ST ドライバー