




3-5 上部構造パーツ一覧

上部構造	オーバーデンチャー				
		ボールアバットメント	※ダルボプラス	LOCATOR アバットメント	LOCATOR リプレイスメントメタル
	スクリュー固定式				
				スプリント ヒーリングキャップ	スプリント アバットメント
					
				テンポラリー シリンダー	ゴールド シリンダー
セメント固定式					
		ポスト アバットメント	アングル アバットメント	ダイレクト アバットメント	チタンベース アバットメント
	テンポラリー アバットメント				
				テンポラリーアバットメント	
カバースクリュー ヒーリングアバットメント					
		カバースクリュー	ヒーリングアバットメント		
インプラント体					
				TL インプラント	

※ 本表は TL インプラント RP の製品群です。

カバースクリュー ヒーリングアバットメント アバットメントスクリュー 印象パーツ（インプラントレベル） シリンダースクリュー スプリントヒーリングキャップ 印象パーツ（スプリントABオープントレイ）		使用するドライバーの形状 対角線距離：1.7mm ヘキサロピュラドライバー
印象パーツ（スプリントABクローズドトレイ）		インプレッションドライバー
スプリントアバットメント		スプリントアバットメント用ドライバー
ボールアバットメント		ボールアバットメントライバー
LOCATOR アバットメント		LOCATOR アバットメントドライバー